



Neuronavigator®




# Neuronavigator<sup>®</sup>

Ver.IV




※写真はヘッドフレームと手術台とのセット例です。



ヘッドフレームにリファレンスアームを取付けるためのアタッチメントです。

J-リングは手持ちで先端位置登録を行うことも可能です。



クランプ(大)・(小)を使用することで、お手持ちの器具をトラッキングツールとしてご使用いただけます。



# 簡単、そしてコンパクトに。

Neuronavigator®(ニューロナビゲータ) Ver.Ⅳは、座標入力の簡易化と、コンパクトシステムによるワークエリアの省スペース化とを追求。スムーズな手技をサポートします。



シンプル&  
簡単設定

コンパクト  
システム

優れたコスト  
パフォーマンス



光学センサーは三脚※に取付けることも可能でワークエリアのさらなる省スペース化にも貢献します。※三脚は付属しません。



商品コード	JANコード	商品名
07-971-01	4946329237177	ニューロナビゲータ Ver.Ⅳ 基本セット

## Neuronavigator® Ver.Ⅳ基本セット 構成品

商品コード	JANコード	商品名	数量	承認/届出番号	クラス分類
① 07-971-05	4946329237191	アクセサリカート	1	—	— ※1
② 07-971-09	4946329237429	光学センサーセット	1	22500BZX00457000	Ⅲ
③ 07-971-10	4946329218183	パソコン(ACアダプタ、電源コード含む)	1	22500BZX00457000	Ⅲ
④ 07-971-14	4946329218220	リファレンスマーカー台	2	22500BZX00457000	Ⅲ
⑤ 07-971-15	4946329218237	リファレンスアーム	1	13B1X00306N10250	I ※2
⑥ 07-971-16	4946329218244	反射マーカー(25個入り)	1	22500BZX00457000	Ⅲ
⑦ 07-971-20	4946329218251	トラッキングツール(登録用)	1	22500BZX00457000	Ⅲ
⑧ 07-971-21	4946329218268	トラッキングツール(術野用)	1	22500BZX00457000	Ⅲ
⑨ 07-971-23	4946329218282	トラッキングマーカー台(小)	1	22500BZX00457000	Ⅲ
⑩ 07-971-25	4946329218305	クランプ 小 (レンチ付)	1	22500BZX00457000	Ⅲ
⑪ 07-971-27	4946329237184	器具登録用 J-リング	1	13B1X00306N10250	I
⑫ 07-971-28	4946329237412	ポジショニング用 J-リング	1	13B1X00306N10250	I

※2: 反射マーカーは再使用禁止

## OPTION

商品コード	JANコード	商品名	数量	承認/届出番号	クラス分類
⑬ 07-970-50	4946329175349	ヘッドアームアタッチメント	1	13B1X00306G10307	I
07-971-07	4946329237207	モニターマウントポスト	1	—	—
07-971-22	4946329218275	トラッキングツール(湾曲型)	1	22500BZX00457000	Ⅲ
⑭ 07-971-24	4946329218299	トラッキングマーカー台(大)	1	22500BZX00457000	Ⅲ
07-971-26	4946329218312	クランプ 大 (レンチ付)	1	22500BZX00457000	Ⅲ

※1: モニター、光学センサーは付属しません。



<p>高度管理医療機器 特定保守管理医療機器</p>	<p>類 別：機械器具12 理学診療用器具 一般的名称：脳神経外科手術用ナビゲーションユニット 販 売 名：ニューロナビゲータ JMDNコード：38723023</p>	<p>製造販売承認番号:22500BZX00457000</p>
--------------------------------	--	----------------------------------

## ミズホ株式会社

<http://www.mizuho.co.jp>

### 【 営 業 拠 点 】

- 北海道センター 〒060-0807 札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル2F  
TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
- 東北センター 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-11-2 SK仙台ビル2F  
TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
- 新潟センター 〒951-8062 新潟市中央区西堀前通1-702 西堀一番町ビル6F  
TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
- 北 関 東 地 区 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13  
TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
- 東海センター 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-17-4 スズシン第2ビル3F  
TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
- 関西センター 〒550-0004 大阪市西区鞠本町1-10-24 三共本町ビル7F  
TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
- 中国センター 〒730-0045 広島市中区鶴見町3-19 板倉ビル4F  
TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
- 九州センター 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1 ノーリツビル福岡5F  
TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

### 【関東圏 販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】

- ミズホアーバン株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-3  
TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880

### 【 本 社 】 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13

- 手術機器事業部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- 整形・脳神経外科事業部 TEL 03-3815-3096 FAX 03-3813-5068
- 特 販 事 業 部 TEL 03-4334-9111 FAX 03-3815-3185

### 【テクニカルサービスセンター】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

- 訪 問 修 理 受 付 TEL 043-481-3367 FAX 043-481-3374
- お 預 り 修 理 受 付 TEL 043-481-3368 FAX 043-481-3375

### 【ミズホ ショールーム】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

○お問い合わせは営業担当までお願い致します。

### 【 工 場 】

- 五 泉 工 場 〒959-1821 新潟県五泉市赤海3631-14
- 千 葉 工 場 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13



注意

- 事前に取扱説明書および添付文書などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を徹底して行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。  
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

1505-PDF-BR-000-1505